



Jak si nasadit Jak si nasadit urinální kondom



Umístěte měrku na určování velikosti doprostřed penisu a najděte velikost, která je pro Vás vhodná. (penis musí přesně padnout do měrky).



Aplikace samolepícího kondomu. Barevné označení na měrce je stejné jako barevné označení na balení, takže si svou velikost snadno zapamatujete.




Aplikátor držte jemně na konci penisu.



Odrolovávací pásek a aplikátor můžete vyhodit.


Přidržíte aplikátor na místě jednou rukou a druhou rozviňte kondom po celé délce tak, že pomalu taháte za pásek směrem ke kořeni penisu. Ujistěte se, že obě strany urinálního kondomu se odrolovaly rovnoměrně a současně.



Pokud je urinální kondom úplně navinutý, jemně zatlačte po celém obvodu na lepicí pás (nejprůsvitnější část kondomu).




Připojte k výpusti urinálního kondomu sběrný sáček.



Odstranění - odpojte hadičku sběrného sáčku. Kondom jemně odrolujte.


Nasazení kondomu s proužkem

1.



Z obou stran přiloženého proužku odlepte ochranné pásky.

2.




Proužek opatrně natáhněte, aktivujete tím jeho pružnost. Přiložte jeden jeho konec na kořen penisu a s jemným natažením obtočte proužek okolo.

3.




Umístěte kondom na špičku penisu, ale netlačte na něj. Mezi špičkou penisu a vývodem z kondomu by měl zůstat prostor 2 cm.

4.




Vyrolujte kondom směrem ke kořeni penisu. Jemně stiskněte kondom kolem obvodu penisu a tím zajistíte jeho přilnutí k proužku. Dodatečné lepení není zapotřebí.

5.



Připojte kondom k urinálnímu sáčku.

6.



Při snímání srolujte kondom i s proužkem.

Urinální kondom je z hygienických důvodů nutné měnit každých 24 hodin.